

## Bouteilles à remettre pour les différents forfaits d'analyse

Bouteille bactério (A)



Bouteille physico (B)



Forfait	Bouteille à remettre
1-Potabilité (microbiologie)	A
2- Santé (Physico-chimique)	B
3- Esthétique (goût, odeur, couleur) (physico-chimique)	B
4 – Potabilité et santé (combiné)	A et B
5- Potabilité et esthétique (combiné)	A et B
6- Portrait global (analyse complète)	A et B
7 – Esthétique (physico-chimie combiné)	B
8 – Scan métaux	B

Une fois l'eau prélevée dans la bouteille, conserver au froid et apporter au laboratoire le plus rapidement possible. L'analyse doit être réalisée dans un maximum de 48h.